

**Epte**   
concept excentrics

## EL EQUIPO DE EXCÉNTRICOS MÁS COMPLETO DEL MERCADO: CÓMODO, EFICAZ y VERSÁTIL

Resuelve en un único conjunto el trabajo en miembros superior e inferior. Pensado especialmente para **prevención, rehabilitación y musculación.**

Con EPTE® CONCEPT EXCENTRICS acortarás el tiempo de recuperación y evitarás nuevas lesiones.



El complemento perfecto de

**EPTE**   
electrólisis percutánea terapéutica

# ¿Qué es EPTE® Concept Excentrics?

EPTE® Concept Excentrics es un equipo isoinercial, es decir, que aprovecha la inercia del ejercicio inicial para transmitir una fuerza opuesta que ayuda al profesional a desarrollar un programa de recuperación completo y eficaz.

Diversos estudios avalan la eficacia de los ejercicios excéntricos en la recuperación de las lesiones. En el caso de las tendinopatías, los ejercicios excéntricos son el complemento perfecto tras el tratamiento de la técnica de la electrólisis percutánea terapéutica EPTE®, de manera eficaz (programable al máximo), muy versátil (diversas alturas y accesorios) y cómoda (ergonómica y compacta, pensada para el profesional).

A person is shown from the side, using the EPTE Concept Excentrics machine. The machine is white with pink accents and has several black flywheels. The person is holding a handle and appears to be in the middle of an exercise. The background is a plain, light-colored wall.

**Epte**   
concept excentrics

# ¿Por qué trabajar con EPTE® Concept Excentrics?

EPTE® Concept Excentrics ha sido desarrollado por un equipo experimentado de licenciados en INEF junto con fisioterapeutas. Además contamos con la **colaboración del Instituto de Biomecánica de Valencia**. El IBV ha sido el encargado del análisis de EPTE® Concept Excentrics y del desarrollo de su software de registro y control de datos relativos al trabajo realizado, una herramienta de vanguardia necesaria para el profesional.

En un solo equipo compacto el terapeuta puede establecer una extensa tabla de ejercicios de acuerdo con su programa de recuperación. Permite trabajar en tren superior o inferior todas las extremidades del cuerpo, a diferente altura, de manera rápida y eficaz.

## ¿Para qué está recomendado?

El equipo de EPTE® Electrólisis Percutánea Terapéutica ha lanzado EPTE® Concept Excentrics ante la necesidad de desarrollar un equipo que facilite la realización de los ejercicios excéntricos necesarios como complemento en el trabajo de recuperación en una lesión. El ejercicio excéntrico sería más indicado tras una lesión porque recluta menos unidades motoras pero en cambio recluta fibras próximas. Esto lo convierte en un ejercicio interesante para tratar un gesto deportivo o laboral. Además, también está pensado para la realización de ejercicios en prevención y para musculación, puesto que EPTE® Concept Excentrics aprovecha la inercia del movimiento para fortalecer los grupos musculares encargados de los ejercicios excéntricos y concéntricos.

# Ventajas para el profesional



Los distintos discos intercambiables dan versatilidad al trabajo en el paciente, y permite abarcar el máximo espectro de fuerza – velocidad en el trabajo, de manera ergonómica.

La polea tiene gran recorrido, con una barra extensora que permite situarlo desde 0 cm a 2 metros.



Accesible para el fisioterapeuta.



Equipo versátil. Opción de añadir accesorios externos para el trabajo en abductores o bíceps femoral (por separado).

# Ejercicios con EPTE® C.E.

## Entrenamiento y optimización el rendimiento.



EPTE® Concept Excentrics es un equipo compacto, pensado para el fácil funcionamiento y uso por parte del profesional.

## Readaptación.



## Optimización del entrenamiento.





Con la garantía de EPTE® Electrólisis Percutánea Terapéutica, la técnica revolucionaria para el tratamiento de tendinopatías, con CE sanitario.



INSTITUTO DE  
BIOMECÁNICA  
DE VALENCIA

Software de registro y control de datos para el análisis por parte del profesional, desarrollado con la colaboración del prestigioso Instituto de Biomecánica de Valencia.



### VERSATILIDAD EPTE®

Versatilidad EPTE® Concept Excentrics en el mínimo espacio:

- Discos intercambiables para máxima versatilidad.
- Altura variable para trabajo a distintos niveles.

MÁS INFORMACIÓN EN:

EPTE® - Electrólisis Percutánea Terapéutica  
[www.electrolisis terapeutica.com](http://www.electrolisis terapeutica.com)

Teléfono: +34 960 606 200  
e-mail: [info@ionclinics.com](mailto:info@ionclinics.com)

TÍTULO DE REGISTRO DE MARCA: N° 2.993.259  
REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL: A-971-11

by   
ionclinics