



Mesurer la hauteur du patient.



Modèle pédiatrique

AIRCAST®

## Classique II™

### Indications :

- Phase aiguë de l'entorse de gravité modérée (stade II) à grave (stade III).
- Instabilité chronique de la cheville.
- Amélioration de la circulation grâce à la compression thérapeutique.
- Réduction des œdèmes et rétablissement accéléré.

### Caractéristiques :

- Reprise d'appui précoce et contrôlée grâce au design profilé de l'attelle, adapté au port de tout type de chaussures.
- Design optimisé et configuration des sangles simplifiant l'application.
- Doublure aérée et respirante pour le confort du patient.
- Coques anatomiques semi-rigides pour maintenir la cheville et éviter tout mouvement de rotation.
- Cellules pneumatiques Duplex™ pré-gonflées, cliniquement prouvées\* pour accélérer le rétablissement.
- Les cellules d'air génèrent une compression intermittente, favorisant la circulation sanguine et la réduction de l'œdème.
- Livrée avec un certificat d'authenticité.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 4 tailles (XS, S, M et L).



Application simplifiée et configuration des sangles optimale.



Doublure textile respirante.



Îcône de pied.




Coques anatomiques semi-rigides.



Système de cellules pneumatiques Duplex™.

## LA TECHNOLOGIE



### \*RÉFÉRENCES DES ÉTUDES AIRCAST® CLASSIC II

Effects of Aircast brace and elastic bandage on physical performance of athletes after ankle injuries. Günay S, Karaduman A, Oztürk BB. Acta Orthop Traumatol Turc 2014.

Conservative Therapy for Acute Lateral Ligament Lesions - Single Chamber vs. Two-Chamber Orthosis Systems Schmidt R, Mainers S, Reintges H, Lipke K, Benesch S, Gerngross H. 1999

Management of Ankle Sprains : A Randomised Controlled Trial of the Treatment of Inversion Injuries Using an Elastic Support Bandage or an Aircast Ankle Brace Boyce, Quigley, Campbell British Journal of Sports Medicine 2005

Désignation	Taille	Haut. Coques	Code Article	Code ACL
Droite Standard - L	>1,67 m	27 cm	81-02VLR	3401098387337
Gauche Standard - L	>1,67 m	27 cm	81-02VLL	3401098387795
Droite Training - M	1,57 - 1,67 m	23 cm	81-02VMR	3401098387276
Gauche Training - M	1,57 - 1,67 m	23 cm	81-02VML	3401098387627
Droite - S	<1,57 m	22 cm	81-02VSR	3401098387108
Gauche - S	<1,57 m	22 cm	81-02VSL	3401098387566

### Aircast® Classique - Modèle Enfant

Droite - Pédiatrique - XS	Jeunes enfants	15 cm	81-02JR	3401072469684
Gauche - Pédiatrique - XS	Jeunes enfants	15 cm	81-02JL	3401072469516

Accessoire	Code Article	Code ACL
Etrier de talon	0213	-



Découvrez la vidéo sur les bénéfices de l'Aircast® Classique II

Prescrire : Aircast® Classique II™