



SIZE



Tableau  
prises de mesures  
complètes page 4.

DONJOY<sup>®</sup>

## Tru-Pull<sup>®</sup>

### Indications :

- **Maintien de la rotule en position physiologique dans toute l'amplitude articulaire du genou.**
- Post luxation ou subluxations sévères de la rotule.
- Suites opératoires de la translation de la tubérosité tibiale antérieure.
- Chondropathie rotulienne sur rotule instable.
- Tendinopathie sévère du tendon rotulien.

### Caractéristiques :

- **Système de traction comprenant une sangle au-dessus et en dessous de la rotule, permettant une forte traction dynamique durant l'extension du genou.**
- Réalisée dans un matériau respirant pour le confort et en néoprène (partie haute).
- Position du coussin rotulien au choix du praticien.
- Dégagement du creux poplité pour un plus grand confort lors de la pratique sportive, ou en flexion maximum.
- Articulations amovibles.
- Livrée avec 2 coussins rotuliens auto-agrippants (5 mm et 10 mm d'épaisseur).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 7 tailles (de XS à XXXL).

Désignation	Code Article	Code ACL
Droite - POP - XS	81-22922	3401044083993
Droite - POP - S	81-22923	3401044124269
Droite - POP - M	81-22925	3401044084136
Droite - POP - L	81-22927	3401044084365
Droite - POP - XL	81-22928	3401044084426
Droite - POP - XXL	81-22929	3401044084594
Droite - POP - XXXL	81-22929-10	3401044306771
Gauche - POP - XS	81-22932	3401044084655
Gauche - POP - S	81-22933	3401044084716
Gauche - POP - M	81-22935	3401044084884
Gauche - POP - L	81-22937	3401044084945
Gauche - POP - XL	81-22938	3401044085027
Gauche - POP - XXL	81-22939	3401044085195
Gauche - POP - XXXL	81-22939-10	3401044306832

Prescrire : Tru-Pull<sup>®</sup> DonJoy<sup>®</sup>



Mesurer la  
circonférence  
sous le genou.

AIRCAS<sup>T</sup>

## Bandeau Infra-Patellaire

### Indications :

- **Tendinopathies rotuliennes, maladie d'Osgood-Schlatter.**
- Permet de réduire les sollicitations exercées au niveau de la tubérosité tibiale et du tendon rotulien.
- Limite les vibrations exercées sur le tendon.

### Caractéristiques :

- **Bandeau avec cellule pneumatique pour compression localisée sur le tendon rotulien.**
- Facilité de mise en place.
- Modèle bilatéral.
- Taille unique.

Désignation	Circ. sous genou	Code Article	Code ACL
Noir	25 - 43 cm	08A-B	3401079003331

Prescrire : Bandeau Infra-Patellaire Aircast<sup>®</sup>