

Ficha técnica

G2 Trio

La camilla de tratamiento G2 Trio, de la serie Gymna G2, tiene una sección ajustable de cabeza y espalda, lo que la convierte en la solución perfecta para los tratamientos en posición sentada y acostada. Es realmente versátil debido a su simplicidad. La G2 Trio puede equiparse con reposabrazos para una relajación óptima en la posición prona.

Características estándar

- Tres secciones con sección ajustable cabeza Y espalda
- Todas las secciones con bomba hidráulica
- Regulación eléctrica de altura con pedal
- Acolchado de 40 mm
- 15 cm de espacio debajo de la camilla para poder tener más maniobra de movimiento (no compatible con 150 007)
- Patas antideslizantes
- Tapizados en una selección de 11 colores

Datos de pedido

160 040 G2 Trio

Opcional

- 150 029 G2 Control manual
- 150 007 G2 Interruptor periférico
- 150 001 G2 Hidráulico
- 150 062 G2 Mecanismo de rueda
- 150 002 G2 Soporte de brazos*
- 150 003 G2 Tapizado con abertura para cara
- 150 004 G2 tapizado en colores no estándar

Accesorios

- 150 106 G2 Portarrollos de papel 50 cm
- 150 117 G2 Portarrollos 60 cm
- 337 018 Rollos de papel 50 cm (por 12 piezas)
- 332 915 Protector para la zona de los pies
- xxx xxx Cobertor de tela de rizo, material elástico (disponible en 9 colores 'Style')

* Automáticamente incluye 150 003

Especificaciones

Largo x ancho:	± 205 x 67cm
Ajuste de altura:	± 47 – 100 cm
Peso:	± 80 kg
Máx. elevación:	200 kg
Motor eléctrico:	6.000 N
Bomba hidráulica:	10.000 N
Alimentación:	230 VAC, 50-60 Hz, 1,0 A 120 VAC, 60 Hz, 1,7 A
Clase de aislamiento:	II
Resistencia humedad:	IP 21
Clasificación:	I
Conformidad:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 MDD 93/42/EEC
Garantía:	3 años (tapicería 1 año)



160 040


G2 Trio



Muestra de la G2 Trio con opciones:

- Interruptor periférico
- Mecanismo de rueda

Funcionalidad/dimensiones



Colores de tapizados

Style



Fashion

