



## Superioridad del estimulador magnético MR



El fuerte campo magnético de tipo pulso que ocurre momentáneamente penetra en el cuerpo para tratar diversas enfermedades más profundas en el cuerpo como nervios, músculos y sistema esquelético.

- Atraviesa las barreras inalcanzables por la electroestimulación, como el hueso, para proporcionar una estimulación eficaz a una profundidad de hasta 10 cm dentro del cuerpo.
- Tratamiento no invasivo y de árbol de contacto que no requiere desvestirse. A diferencia de la electroterapia, se vende sin ningún riesgo de daño e infección.

<p><b>Performance</b></p> <p>Intensidad de salida de nivel superior en el mundo. Experimente la fuerte pero suave sensación de estimulación.</p>	<p><b>Economía</b></p> <p>Sólidamente diseñado y fabricado para mostrar un bajo nivel de falla. Mantenimiento económico sin necesidad de suministros especiales.</p>	<p><b>Conveniencia</b></p> <p>No es necesario desvestirse, para mayor comodidad tanto para médicos como pacientes. Fácil operación para que los usuarios manipulen sin un complicado proceso de formación.</p>	<p><b>Tecnología</b></p> <p>Patentado para fuente de alimentación con forma de pulso variable y dispositivo de enfriamiento. la tecnología clave del sistema de estimulación electromagnética.</p>
--	--	--	--

**Estabilidad, seguridad**

- Opera en diversos entornos como temperatura, humedad e inestabilidad eléctrica; garantiza un funcionamiento estable dondequiera que utilice. Desarrollamos y empleamos un sistema de enfriamiento por agua en serpiente, maximizando la eficiencia de enfriamiento. El método de enfriamiento mediante el uso de agua mantiene la temperatura constante del serpiente para brindar una alta eficiencia operativa del dispositivo.
- Certificación RoHS Certifica que el dispositivo médico de la Compañía es seguro referente a contenido de sustancias dañinas como el plomo, mercurio y cadmio.
- Certificación biocompatibilidad: Se demostró que la bobina circular o en forma de 8 que entra en contacto con el cuerpo humano de conformidad con ISO 10993 es segura sin riesgo biológico potencial para el cuerpo humano.


## MagRex Especificaciones

Amplitud de inducción magnética (intensidad)	0~7.5Tesla	
Forma del pulso de estimulación	Biphase	
Duración del pulso	300us	
Frecuencia de estimulación	1~150Hz	
Modo	Programas básicos	30
	Programas personalizados	30
Voltaje de suministro	230V~, 50/60Hz	
Dimensión	Cuerpo principal (An*L*A, mm)	380*520*950
	Peso total	64Kg



Multi-purpose electromagnetic generator

# MagRex



CE 0068



HELIOS ELECTROMEDICINA S.L.  
C/Alfonso Gómez, nº 38 2ºB 28037 Madrid  
Teléfono: +34 91 327 34 94  
www.helioselectromedicina.com







#### Generador electromagnético polivalente

- TMS. dolor, rehabilitación, enfermedades urológicas, etc.
- Eficaz contra diversas enfermedades seleccionando la opción de bobina electromagnética

#### Cargado con más programas aplicables a varios tipos de enfermedades

- 30 Programas básicos


#### Función de edición de usuario más avanzada

- 30 Programas personalizados
- Cada programa puede guardar 5 patrones.


#### Interfaz de usuario sencilla

- Interfaz de usuario cómoda e intuitiva
- Solo 2 toques para iniciar un programa de estimulación


## BOBINA CIRCULAR



**Alivio del dolor**  
por estimulación nerviosa y muscular y mejora de la circulación sanguínea



**Enfermedad urológica**  
Tratamiento de los síntomas de la incontinencia urinaria mediante el fortalecimiento de los músculos del interior de la pelvis, como los esfínter uretral




**Fortalecimiento de los músculos centrales, terapia de rehabilitación.**  
Refuerza los músculos centrales para aliviar el dolor de espalda y corregir posturas.



## BOBINA TIPO 8



• Forma redonda para un uso fácil y un enfoque eficaz en una parte específica del cerebro.



• Diseño de bobina para estimular más profundamente el interior del cerebro.

